

Mycoplasma-Off® Wipes

**Lingettes pour le nettoyage et la désinfection des surfaces
simple et rapide !**

Contrôle de la contamination microbienne

Surfaces :

Mycoplasma-Off® Wipes s'utilise sur des surfaces dures et non poreuses, dans toutes les pièces du laboratoire :

Armoires de sécurité, pipettes, boîtes de stockage pour cellules, extérieur d'équipement (ex: container d'azote liquide), intérieur d'incubateur, sols, chaises et bancs, éviers, robinets et poignées de porte, téléphones, claviers d'ordinateurs, miroirs et verre, carrelage, poubelles, extérieur de réfrigérateur, y compris inox, rampes d'escalier, toilettes, interrupteurs d'éclairage, distributeurs de savon, appuis de fenêtre...

Matières :

Mycoplasma-Off® Wipes peut s'utiliser sur la plupart des matériaux*, grâce à son épaisseur, sa texture en nid d'abeille et sa formule anti-traces, les lingettes s'utilisent même pour nettoyer et désinfecter les surfaces réfléchissantes (verre, miroir, métal...) :

Plastique stratifié, polymère composite, sol stratifié synthétique, sol en vinyle, linoléum, bois stratifiés, carreaux émaillés, émail, peinture murale, acier inoxydable et extérieurs d'appareil en aluminium, carreaux de céramique, chrome, verre, métal, porcelaine, granite scellé, marbre, acier inoxydable, carrelage.

* Utilisez comme indiqué. Toujours tester une petite zone d'abord pour la stabilité et la coloration. Ne doit pas être utilisé sur des surfaces sensibles à l'alcool comme l'acrylique et la fibre de verre.

Composition :

- Propan-1-ol
- Eau
- Mynox®
- Ethanol
- Glutaraldéhyde

Avantages :

Mycoplasma-Off® Wipes nettoie et désinfecte en même temps en tuant les germes. Lorsque vous utilisez une éponge ou même du papier essuie-tout, vous pouvez transmettre des bactéries d'une surface à l'autre, et risquez d'élargir la surface potentiellement contaminée.

Efficacité :

Mycoplasma-Off® Wipes tue les mycoplasmes en quelques secondes. Egalement efficace contre les bactéries communes telles que :

Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Salmonella enterica, et TBC. Tue aussi les virus du rhume et de la grippe, ainsi que HBV/HIV, Papova, Adeno, Polio et Vaccinia viridae.



Référence	Désignation	Conditionnement
15-1001	Mycoplasma-Off® Wipes	1 boîte de 120 lingettes
15-1001-5	Mycoplasma-Off® Wipes	5 boîtes de 120 lingettes

Stockage à température ambiante

Retrouvez toutes les informations en ligne: www.biovalley.fr

Mycoplasma-Off® Wipes

Désinfecter :

Mycoplasma-Off® Wipes s'utilise pour désinfecter les surfaces.

Essayez simplement avec suffisamment de lingettes pour que les surfaces restent visiblement mouillées pendant 1 minute, puis laissez sécher à l'air. Pour les surfaces très sales, lavez d'abord.

Assainir :

Mycoplasma-Off® Wipes s'utilise pour assainir et désodoriser efficacement les surfaces dures et non poreuses.

Essayez simplement avec suffisamment de lingettes pour que les surfaces restent visiblement mouillées pendant 30 secondes, puis laissez sécher à l'air.

Pour les surfaces très sales, lavez d'abord. Pour les surfaces pouvant être en contact avec la nourriture, un rinçage à l'eau potable est requis.

Nettoyer :

Les lingettes Mycoplasma-Off® Wipes sont une solution simple et pratique pour le nettoyage de diverses surfaces de laboratoire.

Inutile d'utiliser plusieurs produits : Essayez et laissez sécher, c'est terminé !

Sans javel :

Les lingettes Mycoplasma-Off® Wipes sont faites avec une formule sans javel, qui laisse une surface brillante et une odeur de propreté chaque fois que vous essayez.

A base d'alcool, non-corrosif.

Ecologique :

Les lingettes Mycoplasma-Off® Wipes sont contenues dans des boîtes de plastique fabriquées en polyéthylène recyclable. Les lingettes sont à jeter à la poubelle. Ne pas jeter dans les toilettes.

Pour les surfaces uniquement :

Mycoplasma-Off® Wipes ne s'utilise pas comme lingette pour se laver les mains, il ne s'agit pas d'une lingette pour l'hygiène personnelle. Nous vous invitons à lire les instructions sur l'étiquette du produit.

Stockage :

Mycoplasma-Off® Wipes se conserve à température ambiante.

Référence	Désignation	Conditionnement
15-1001	Mycoplasma-Off® Wipes	1 boîte de 120 lingettes
15-1001-5	Mycoplasma-Off® Wipes	5 boîtes de 120 lingettes

Retrouvez également dans la gamme Minerva Biolabs :

- ▶ **Pour la détection des mycoplasmes:** Venor® GeM Mycoplasma Detection Kit
Venor® GeM Advance Mycoplasma Detection Kit
Venor® GeM-qEP Mycoplasma qPCR Detection Kit
- ▶ **Pour l'élimination des mycoplasmes:** Mynox® Gold Mycoplasma Elimination
Mynox® Mycoplasma Elimination
Mycoplasma-Off® Disinfection Spray
- ▶ **Pour la prévention :** Zell Shield™ Cell Culture Contamination Preventive

Retrouvez toutes les informations en ligne: www.biovalley.fr